

Anti-Ythdc1モノクローナル抗体（Ko検証済み）For Wb - E9Q5K9

商品番号: CM0004070

前書き

マウスYthdc1 (E9Q5K9)を標的とするKO検証済みのウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。組換えタンパク質免疫原、85 kDa。ヒトYTHDC1と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Ythdc1 Rabbit mAb
備考/エイリアス	mKIAA1966; A730098D12Rik; Mouse Ythdc1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	91746
遺伝子ID	231386
免疫原	マウスYthdc1 (NP_808348.2) のアミノ酸597-736に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	E9Q5K9
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ