


Wb・Elisa用抗Ythdc1ポリクローナル抗体 - Q96Mu7

商品番号: CM0029631



前書き

ヒトYTHDC1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。選択的スプライシングとRNA代謝に関与するN6-メチルアデノシンリーダータンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YTHDC1 Rabbit pAb
別名	YT521; YT521-B; YTHDC1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	91746
遺伝子ID	91746
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96MU7
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤