

## Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ythdf1ポリクローナル抗体 - Q9Byj9

商品番号: CM0015978



### 前書き

このウサギ抗YTHDF1ポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのYTHDF1を検出します。ウェスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。m6A

RNA修飾、mRNA代謝、エピトランスクリプトミクス研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | YTHDF1ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | DF1; C20orf21; YTHDF1                                 |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 54915                                                 |
| GeneID      | 54915                                                 |
| 免疫原         | ヒトYTHDF1 (NP_060268.2) のアミノ酸1〜200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 宿主          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB、IF/ICC、IP、ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q9BYJ9                                                |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                                 |
| 配送          | 保冷バッグ                                                 |