

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ythdf1ポリクローナル抗体 - Q9Byj9

商品番号: CM0021903



前書き

ヒト、マウス、ラットのYTHDF1を認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みで、予測分子量は61 kDaです。m6A RNA修飾およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	YTHDF1ウサギpAb
備考／別名	DF1; C20orf21; YTHDF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54915
GeneID	54915
免疫原	ヒトYTHDF1のアミノ酸280～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYJ9
タンパク質分子量	61 kDa
輸送	保冷バッグ