

Anti-Ythdf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Byj9

商品番号: CM0006467



前書き

WB、IP、ELISA用YTHDF1ウサギmAb – m6A修飾mRNAを特異的に認識し、安定性と翻訳を調節します。ヒト、マウス、ラットで検証済み。エピトランスクリプトーム学、がん、および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YTHDF1 Rabbit mAb
備考/別名	YTHDF1; C20orf21; YTHドメイン含有ファミリータンパク質1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54915
GeneID	54915
免疫原	ヒトYTHDF1 (NP_060268.2) のアミノ酸1-240aaに相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYJ9
タンパク質分子量	20kDa/60kDa
配送	アイスバッグ