

Wb、Ip、If/Icc、Elisa用抗Ythdf2（Ko検証済）モノクローナル抗体 - Q9Y5A9

商品番号: CM0010065



前書き

m6Aリーダータンパク質であるYTHDF2に対する、KO検証済みのウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを認識します。WB、IP、IF/ICC、ELISAに適しており、RNA代謝、エピトランスクリプトミクス、ウイルス感染の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] YTHDF2 ウサギmAb
別名	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51441
GeneID	51441
免疫原	ヒトYTHDF2 (NP_057342.2) のアミノ酸339～565に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A9
タンパク質分子量	62 kDa/57 kDa
配送方法	保冷剤