

Anti-Ythdf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If用） - Q9Y5A9

商品番号: CM0021246



前書き

m6Aリーダータンパク質であるYTHDF2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。エピトランスクリプトーム学およびRNA生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YTHDF2 Rabbit pAb
備考/別名	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51441
GeneID	51441
免疫原	ヒトYTHDF2 (NP_057342.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A9
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスパック