

Wb・Elisa用抗Yucca1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Szy8

商品番号: CM0018921

前書き

YUCCA1ウサギポリクローナル抗体は、シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) のYUCCA1タンパク質 (約46 kDa) をWBおよびELISAで検出します。YUCCA1はオーキシン生合成と植物の発生に関与するフラビン含有モノオキシゲナーゼです。植物研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YUCCA1 ウサギ pAb
備考／別名	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
対象種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
遺伝子ID	829389
免疫原	シロイヌナズナYUCCA1 (NP_194980.1) のアミノ酸71-221番に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
SWISS	Q9SZY8
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	氷袋梱包