


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ywhahポリクローナル抗体 - Q04917

商品番号: CM0030208



前書き

YWHAH Rabbit

pAbは、WB、IF/ICC、ELISAにより14-3-3 eta (28 kDa)を検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脳シグナル伝達の研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YWHAH Rabbit pAb
備考/別名	YWHA1; YWHAH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7533
免疫原	ヒトYWHAH (NP_003396.1) のアミノ酸1-246に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04917
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック