

Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa用） - P63104

商品番号: CM0030341



前書き

ヒトYWHAZ (14-3-3 zeta/delta)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IF-P、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。シグナル伝達経路の研究や診断薬の開発に
最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YWHAZ Rabbit pAb
備考/別名	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7534
GeneID	7534
免疫原	ヒトYWHAZ (NP_003397.1) のアミノ酸146-245領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63104
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ