

Wb、If/Icc、Elisa、Chip用 抗Yy1ウサギモノクローナル抗体 - P25490

商品番号: CM0002403



前書き

このヒトYY1（P25490）に対するウサギモノクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。転写制御やクロマチンリモデリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YY1 ウサギ mAb
備考/別名	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7528
GeneID	7528
免疫原	合成ペプチド - ヒトYY1（P25490）のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25490
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ