

WbおよびElisa用Anti-Yy1Ap1ポリクローナル抗体 - Q9H869

商品番号: CM0015053

前書き

ヒトYY1AP1 (HCCA2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。クロマチンリモデリングおよび肝臓がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YY1AP1 Rabbit pAb
備考/別名	GRNG; HCCA1; HCCA2; YY1AP; YY1AP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55249
遺伝子ID	55249
免疫原	ヒトYY1AP1 (NP_060723.2) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H869
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋