

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Yy2ポリクローナル抗体 - O15391

商品番号: CM0023874

前書き

YY2 (ZNF631)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAを検証済み。転写制御および発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YY2 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF631; YY2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	404281
GeneID	404281
免疫原	合成ペプチド ヒトYY2 (NP_996806.2) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15391
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ