


Anti-Zap70ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P43403

商品番号: CM0019750



前書き

ヒトZAP70を標的とするウサギポリクローナル抗体（
免疫原：aa 1-

300）。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。T細胞シグナル伝達および適応免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZAP70 Rabbit pAb
備考/別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7535
GeneID	7535
免疫原	ヒトZAP70 (NP_001070.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスパック