


Wb、Elisa用抗Zap70ウサギモノクローナル抗体 - P43403

商品番号: CM0009585



前書き

組換えウサギモノクローナル抗ZAP70抗体（70kDa）。WBおよびELISAでの使用が検証済み、マウスと交差反応します。T細胞シグナル伝達、リンパ球発生、適応免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZAP70 ウサギmAb
別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7535
遺伝子ID	7535
免疫原	ヒトZAP70 (NP_001070.2) のアミノ酸520～619番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋