


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Zbed1ポリクローナル抗体 - O96006

商品番号: CM0029032



前書き

ヒトZBED1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。転写および細胞増殖研究に適しています。内因性ZBED1（78 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBED1 Rabbit pAb
備考/別名	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9189
GeneID	9189
免疫原	ヒトZBED1 (NP_001164607.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96006
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ