


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Zbp1ポリクローナル抗体 - Q9Qy24

商品番号: CM0026603



前書き

マウスZBP1 (DAI/DLM-1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、IF-P、IHC-

P、ELISAに対応。PANoptosisを誘導する重要な自然免疫センサーであるZ-

DNA結合タンパク質1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBP1 Rabbit pAb
備考/別名	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	81030
GeneID	58203
免疫原	マウスZBP1 (NP_067369.2) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QY24
タンパク質分子量	44 kDa/21 kDa
配送	氷袋