

Anti-Zbp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q9H171

商品番号: CM0007739



前書き

ヒトZBP1 (DAI/DLM-1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。46kDaのZ-DNA/RNA結合タンパク質を検出します。これは、ウイルス性Z-

RNAを感知してPANoptosisを引き起こす重要な自然免疫センサーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBP1 Rabbit mAb
備考/別名	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81030
GeneID	81030
免疫原	ヒトZBP1 (NP_110403.2) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H171
タンパク質分子量	46kDa
配送方法	アイスバッグ