


抗Zbtb17ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q13105

商品番号: CM0026849



前書き

リンパ球の発生と細胞周期調節に重要な転写因子ZBTB17（MIZ-1）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB17 Rabbit pAb
備考・別名	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7709
GeneID	7709
免疫原	ヒトZBTB17（NP_003434.2）のアミノ酸121～360番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13105
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	氷袋