


抗Zbtb48ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P10074

商品番号: CM0029129



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗ヒトZBTB48（TZAP）抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスと交差反応します。テロメア長調節と遺伝子発現の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB48 ウサギpAb
別名	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	3104
GeneID	3104
免疫原	ヒトZBTB48（NP_005332.1）のアミノ酸1～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10074
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤