

Anti-Zbtb6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15916

商品番号: CM0015424

前書き

ZBTB6 (ZID, ZNF482)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのZBTB6を検出します。ZBTB6は、亜鉛指構造を持つ転写因子であり、広く発現していますが、特に脳での発現レベルが最も高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB6 Rabbit pAb
備考/別名	ZID; ZNF482; ZBTB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10773
GeneID	10773
免疫原	ヒトZBTB6 (NP_006617.1) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15916
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ