

Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - O95365

商品番号: CM0003390



前書き

ヒトZBTB7A（別名Pokemon、LRF）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。転写制御やがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB7A/FBI-1/LRF ウサギmAb
備考/別名	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51341
遺伝子ID	51341
免疫原	合成ペプチド ヒトZBTB7A/FBI-1/LRF (O95365) のアミノ酸450～550番の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95365
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤