

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Zbtb8A ウサギポリクローナル抗体 - Q96Br9

商品番号: CM0023047

前書き

ZBTB8A (BOZF1)
に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。転写制御に関与する亜鉛フィンガー転写因子を標的とします。体外診断用医薬品アッセイ開発および研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZBTB8A ウサギ pAb
備考/別名	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	653121
遺伝子ID	653121
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BR9
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ