

Wb、Elisa用 抗Zc3H12A ポリクローナル抗体 - Q5D1E8

商品番号: CM0021359



前書き

ヒトZC3H12A（MCPIP-1/Regnase-1）に対するウサギポリクローナル抗体。免疫応答においてmRNA安定性を調節するエンドリボヌクレアーゼです。WBおよびELISAで検証済み。炎症およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC3H12A ウサギ pAb
備考/別名	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIPI; Reg1; dj423B22.1; エンドリボヌクレアーゼ ZC3H12A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80149
遺伝子ID	80149
免疫原	ヒトZC3H12A(NP_079355.2)のアミノ酸339-599に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5D1E8
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ