

抗Zc3H12Cウサギポリクローナル抗体（Mcpip3） Wb、If/Icc、Elisa用 - Q9C0D7

商品番号: CM0021641

前書き

ヒトZC3H12C（MCPIP3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒトとマウスで交差反応性を示します。RNA調節およびエンドヌクレアーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC3H12C ウサギ pAb
備考/別名	MCPIP3; ZC3H12C
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	85463
遺伝子ID	85463
免疫原	ヒトZC3H12C（NP_203748.1）のアミノ酸735-883に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0D7
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ