

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Zc3H12D ウサギポリクローナル抗体 - A2A288

商品番号: CM0021380

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのZC3H12Dポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。推定リボヌクレアーゼかつ腫瘍抑制因子を標的とし、分子量は約58 kDaです。癌および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC3H12D ウサギpAb
備考/別名	TFL; p34; MCPiP4; C6orf95; dJ281H8.1; ZC3H12D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	340152
GeneID	340152
免疫原	ヒトZC3H12D (NP_997243.2) のアミノ酸150-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A2A288
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	保冷剤