

WbおよびElisa用 Anti-Zc3H14 ポリクローナル抗体 - Q6Pjt7

商品番号: CM0017976

前書き

ウサギ由来のZC3H14に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるZC3H14を検出します。circRNA生合成およびRNA結合タンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC3H14 ウサギ pAb
備考/別名	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
種	ヒト
遺伝子ID	79882
免疫原	ヒトZC3H14 (NP_997545.2)のアミノ酸1-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6PJT7
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ