

Wb、Elisa用抗Zc3H15ポリクローナル抗体 - Q8Wu90

商品番号: CM0014205

前書き

ヒトZC3H15（DFRP1/LEREPO4）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。D RG1の調節およびGTPase活性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC3H15ウサギpAb
備考・別名	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55854
GeneID	55854
免疫原	組換えタンパク質；ヒトZC3H15（NP_060941.2）のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WU90
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷バッグ