


Anti-Zc3H7A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8Iwr0

商品番号: CM0017802



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-ZC3H7A ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの ZC3H7A（miRNA生合成調節因子）を検出します。核タンパク質研究や診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZC C3H7A ウサギ pAb
備考/別名	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
種	ヒト
遺伝子ID	29066
免疫原	ヒトZC3H7A（NP_054872.2）のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWR0
タンパク質分子量	111kDa
配送	アイスパック