

Elisa用抗Zcchc10ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tbk6

商品番号: CM0020327

前書き

マウスと交差反応性を持ち、ELISAでの使用が検証済みの抗ZCCHC10ウサギポリクローナル抗体です。免疫原は組換え体です。ZCCHC10は金属結合に関与するジンクフィンガーCCHCドメインを持つタンパク質です。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZCCHC10 Rabbit pAb
備考/別名	ZCCHC10
対象種	ヒト
遺伝子ID	54819
免疫原	ヒトZCCHC10 (NP_001287745.1) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8TBK6
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤