

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Zcchc11 ポリクローナル抗体 - Q5Tax3

商品番号: CM0030247



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のZCCHC11 (TUT4)

標的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。mRNAウリジル化およびmiRNA生合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZCCHC11 ウサギ pAb
備考/別名	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23318
GeneID	23318
免疫原	ヒトZCCHC11 (NP_001009881.1) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5TAX3
タンパク質分子量	185kDa
発送	保冷バッグ