

Wb、If/Icc、Elisa用抗Zcchc3ポリクローナル抗体 - Q9Nud5

商品番号: CM0020382

前書き

ヒトZCCHC3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAにおいてヒトおよびマウスでバリデーション済み。ZCCHC3は自然抗ウイルス免疫に関与する核酸結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZCCHC3 ウサギpAb
備考／別名	C20orf99; ZCCHC3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	85364
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NUD5
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ