

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Zdhhc15 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Mv8

商品番号: CM0019924

前書き

ヒトパルミトイルトランスフェラーゼZDHHC15を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。タンパク質のパルミトイル化、エンドソーム輸送、シナプス機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC15 ウサギ pAb
備考/別名	ZDHHC15; DHC15; MRX91; パルミトイルトランスフェラーゼ ZDHHC15
種	ヒト
遺伝子ID	158866
免疫原	ヒトZDHHC15 (NP_659406.1) のアミノ酸231-331に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96MV8
タンパク質分子量	17kDa/38kDa/39kDa
発送	保冷バッグ