

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Zdhhc18 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nue0

商品番号: CM0017745

前書き

ZDHHC18

(DHHHC18)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン包埋切片）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットを検出し、パルミトイル化および自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZDHHC18 ウサギpAb
別名	DHHHC18; DHHHC-18; ZDHHC18
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	84243
免疫原	ヒトZDHHC18 (NP_115659.1)のアミノ酸301～388番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUE0
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤