

Anti-Zdhhc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Uij5

商品番号: CM0020969

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証された高品質な抗ZDHHC2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのZDHHC2（パルミトイル転移酵素）を検出し、がん転移およびシナプス可塑性に関与しています。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC2 Rabbit pAb
備考/別名	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51201
遺伝子ID	51201
免疫原	ヒトZDHHC2 (NP_057437.1) のアミノ酸270-367内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9UIJ5
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ