

WbおよびElisa用抗Zdhhc4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Npg8

商品番号: CM0021650

前書き

ヒトZDHHC4（パルミトイルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのZDHHC4を検出し、予測分子量は40 kDaです。パルミトイル化およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC4ウサギpAb
備考/別名	ZNF374 ; ZDHHC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55146
遺伝子ID	55146
免疫原	合成ペプチド (ヒトZDHHC4のアミノ酸110~210)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPG8
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ