

Anti-Zdhhc5 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9C0B5

商品番号: CM0019477

前書き

ZDHHC5に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスZDHHC5（78 kDa）を検出します。これは、細胞接着、免疫、および脂肪酸取り込みを調節するパルミトイルトランスフェラーゼです。IVD研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZDHHC5 Rabbit pAb
備考/別名	DHHC5, ZNF375
種	ヒト
GeneID	25921
免疫原	ヒトZDHHC5 (NP_056272.2) のアミノ酸130-230領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0B5
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスパック