


Wb、Elisa用 抗Zeb1 モノクローナル抗体 - P37275

商品番号: CM0008574



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みのウサギモノクローナルZEB1抗体。上皮間葉転換に参与するE-カドヘリンの抑制因子である転写因子8を標的とします。ヒトおよびラットZEB1と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZEB1 ウサギ mAb
備考/別名	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
種	ヒト
GeneID	6935
免疫原	合成ペプチド ヒトZEB1 (NP_110378.3) のアミノ酸800-900に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P37275
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ