


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Zeb1ポリクローナル抗体 - P37275

商品番号: CM0014416



前書き

上皮間葉転換に関与するジンクフィンガー転写因子ZEB1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット試料におけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。分子量：124 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZEB1ウサギpAb
備考／別名	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6935
遺伝子ID	6935
免疫原	ヒトZEB1 (NP_110378.3) のアミノ酸490～710に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37275
タンパク質分子量	124 kDa
輸送	保冷剤