


抗Zeb2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O60315

商品番号: CM0029518



前書き

E-

カドヘリンの転写抑制因子であるZEB2（SIP1/ZFHX1 B）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。EMTおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZEB2 Rabbit pAb
備考／別名	SIP1; SIP-1; ZFHX1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9839
GeneID	9839
免疫原	ヒトZEB2 (NP_055610.1) のアミノ酸1050～1214番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60315
タンパク質分子量	136kDa
輸送方法	保冷剤