


Ihc-PおよびElisa用抗Zfand3ポリクローナル抗体 - Q9H8U3

商品番号: CM0028052



前書き

組換えヒトZFAND3（アミノ酸1-227）に対する抗ZFAND3ポリクローナル抗体（ウサギ由来）です。ヒト、マウス、ラットと反応します。IHC-PおよびELISAに適しています。UniProt Q9H8U3。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZFAND3 ウサギ pAb
備考/別名	TEX27; ZFAND3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	60685
遺伝子ID	60685
免疫原	ヒトZFAND3（NP_068762.1）のアミノ酸1-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8U3
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋