


抗Zfp36ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P26651

商品番号: CM0018967



前書き

ヒトZFP36（トリステトラプロリン）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。mRNA分解、炎症、腫瘍抑制経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZFP36 Rabbit pAb
略称/別名	TTP; GOS24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7538
遺伝子ID	7538
免疫原	ヒトZFP36（NP_003398.3）のアミノ酸230～326番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26651
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤