


Wb、If/Icc、Elisa用抗Zfpm1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ix07

商品番号: CM0019158



前書き

ZFPM1 (FOG1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GATA因子との相互作用を介して赤血球系および巨核球系の分化に不可欠です。造血および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZFPM1 ウサギpAb
備考／別名	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	161882
遺伝子ID	161882
免疫原	ヒトZFPM1 (NP_722520.2) のアミノ酸1〜230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IX07
タンパク質分子量	105 kDa
輸送	保冷バッグ