

## Anti-Zfpm2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Ww38

商品番号: CM0027250

### 前書き

ヒトZFPM2 (FOG2)  
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W  
BおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性  
があります。転写調節、心臓形態形成、および性腺分  
化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ZFPM2 Rabbit pAb                                         |
| 備考/別名      | DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2       |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 23414                                                    |
| 遺伝子ID      | 23414                                                    |
| 免疫原        | ヒトZFPM2 (NP_036214.2) のアミノ酸982-1151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                   |
| SWISS      | Q8WW38                                                   |
| タンパク質分子量   | 128kDa                                                   |
| 配送         | アイスバッグ                                                   |