

Wb用抗Zfxポリクローナル抗体 - P17010

商品番号: CM0020792

前書き

ヒトZFXに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。ジンクフィンガーX染色体タンパク質であり、転写活性化因子と推定されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZFXウサギpAb
備考／別名	ZNF926; ZFX
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7543
GeneID	7543
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZFX（NP_003401.2）のアミノ酸180～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17010
タンパク質分子量	91 kDa
配送	保冷剤