


WbおよびElisa用Anti-Zfyve9ポリクローナル抗体 - O95405

商品番号: CM0024975



前書き

ヒトZFYVE9 (SARA)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。TGF-

βシグナル伝達およびSMAD局在に参与する初期エンドソームタンパク質を標的とします。研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZFYVE9 Rabbit pAb
備考/別名	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9372
GeneID	9372
免疫原	ヒトZFYVE9 (NP_004790.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
ポリクローナル抗体	
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95405
タンパク質分子量	156kDa
配送	アイスバッグ