

抗Zgpatポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N5A5

商品番号: CM0024457



前書き

ウサギ由来のヒトZGPATを標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。マウスとの交差反応性を示します。ZGPATは腫瘍抑制能を持つ転写リプレッサーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZGPAT Rabbit pAb
備考/別名	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84619
GeneID	84619
免疫原	ヒトZGPAT（NP_115916.3）のアミノ酸213～272番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8N5A5
タンパク質分子量	57kDa
配送方法	保冷剤梱包