

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Zhx2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6X8

商品番号: CM0023674



前書き

網膜の発生および神経前駆細胞の維持に関与する転写抑制因子であるヒトZHX2を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZHX2 Rabbit pAb
備考/別名	RAF; AFR1; ZHX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22882
GeneID	22882
免疫原	ヒトZHX2 (NP_055758.1) のアミノ酸488-837に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6X8
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋