

WbおよびElisa用 Anti-Zic3 ポリクローナル抗体 - O60481

商品番号: CM0027689



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットサンプルとの交差反応性を持つ、ウェスタンブロットおよびELISA用に検証済みのZIC3ウサギポリクローナル抗体を提供します。発生過程や左右非対称性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZIC3 Rabbit pAb
備考/別名	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
種	ヒト
GeneID	7547
免疫原	ヒトZIC3 (NP_003404.1) のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60481
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	保冷剤（アイスバッグ）