


## 抗亜鉛-A2-糖タンパク質（Zag/Azgp1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P25311

商品番号: CM0002854



### 前書き

ヒト亜鉛- $\alpha$ 2-糖タンパク質（ZAG/AZGP1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの実用性が検証済みです。脂質分解および癌関連脂肪減少の研究に最適です。UniProt ID: P25311。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | 亜鉛- $\alpha$ 2-糖タンパク質 (ZAG/AZGP1) ウサギmAb                                        |
| 備考/別名      | ZAG; ZA2G; 亜鉛- $\alpha$ 2-糖タンパク質 (ZAG/AZGP1)                                    |
| 反応種        | ヒト                                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 563                                                                             |
| 遺伝子ID      | 563                                                                             |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒト亜鉛- $\alpha$ 2-糖タンパク質 (ZAG/AZGP1) (P25311)のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 起源         | ウサギ                                                                             |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                       |
| 用途         | WB, IHC-P, ELISA                                                                |
| 交差反応性      | ヒト                                                                              |
| SWISS      | P25311                                                                          |
| タンパク質分子量   | 34 kDa                                                                          |
| 発送方法       | 保冷剤                                                                             |